



PROFESSIONAL-N

COMFORT & STABILITY

PRODUCT INFORMATION



Ref.66957



EN 14404
TYPE 1 LEVEL 0



REF			
PROFESSIONAL N KNEE PADS	66957	6	96

ES	Gran superficie de apoyo para una estabilidad y confort óptimos.
EN	Large surface support for optimal stability and comfort.
FR	Grande surface d'appui pour une stabilité idéal et un confort optimal.
CT	Gran superfície de suport per a una estabilitat i confort òptims.
PT	Grande superfície de suporte para uma estabilidade e conforto ideais.
IT	Grande superficie di appoggio per una migliore stabilità e ottimo comfort.
DE	Großflächige Auflage für optimale Stabilität und Komfort.
NL	Groot steunoppervlak voor optimale stabiliteit en comfort.
PL	Wsparcie na dużej powierzchni dla optymalnej stabilności i komfortu.
RU	Большая поверхность соприкосновения обеспечивает высокую стабильности комфорт.
CZ	Profesionální nákolenníky. Ergonomický design, zvýšený komfort.
CN	保护面积大，稳定性和舒适性更佳。

ES	Doble cinta elástica para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
EN	Double elastic band to keep the knee pad well fitted to the leg at all times.
FR	Double sangle élastique pour garder la genouillère bien ajustée à la jambe à tout moment.
CT	Doble cinta elàstica per mantenir en tot moment la genollera ben ajustada a la cama.
PT	Dupla cinta elástica para manter a joelheira bem ajustada à perna em todos os momentos.
IT	Doppia cinta elastica per mantenere la ginocchiera ben posizionata sul ginocchio.
DE	Doppeltes elastisches Band, damit das Knie immer gut am Bein anliegt.
NL	Dubbele elastische band om de kniebeschermer altijd strak om het been te houden.
PL	Podwójna elastyczna opaska zapewniająca dobre dopasowanie do nogi.
RU	Двойной эластичный ремень надёжно фиксирует наколенники на ноге.
CZ	Proti nárazům o měkké komponenty pro přizpůsoben se anatomii uživatele.
CN	两条紧固带，能更好的固定在腿上。

ES	Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
EN	Prevents lack of blood flow to the back of the knee.
FR	Ne bloque pas la circulation sanguine à l'arrière du genou.
CT	Evita el bloqueig de la circulació sanguínia a la cara posterior del genoll.
PT	Evita o bloqueio da circulação sanguínea na parte posterior do joelho.
IT	Evita il blocco della circolazione sanguinia nella parte posteriore del ginocchio.
DE	Verhindert mangelnden Blutfluss in der Kniekehle.
NL	Voorkomt blokkering van de bloedstroom aan de achterkant van de knie.
PL	Zapobiega blokowaniu dopływu krwi do tylnej części kolana.
RU	Не препятствует кровотоку с внутренней стороны колена.
CZ	Zajišťuje vysokou stabilitu při práci a omezuje únavu svalů, šlach a zad.
CN	松紧有度，避免膝盖血液不流通。

ES	Cintas elásticas equipadas con arpón de cierre rápido.
EN	Elastic straps equipped with a quick release system.
FR	Sangles élastiques équipées d'un système à dégagement rapide.
CT	Cintes elàstiques equipades amb arpó de tancament ràpid.
PT	Cintas elásticas equipadas com sistema de fecho rápido.
IT	Cinte elastiche con chiusura ad aggancio e sgancio rapido.
DE	Elastische Bänder mit Schnellverschluss-System für einfaches An- und Abschnallen.
NL	Elastische banden voorzien van snel los te maken sluiting.
PL	Elastyczne paski z systemem szybkiego odpinania ułatwiające zapinanie i odpinanie.
RU	Удобный замок на эластичном ремне.
CZ	Součástí jsou dvě rychloupínací pásky s neoprenovou sponou.
CN	松紧带配有插扣按钮，方便快速松开紧固。

